
Криохранилища Серия RCB (от 500 до 2000 л)

Криохранилища сверхбольшого объема для длительного хранения биологических образцов в соломинах, криопробирках и пакетах

Медицинское изделие, класс IIa - код GMDN 16534



- Оптимальные температурные показатели благодаря конструкции из нержавеющей стали
- Узкая горловина для уменьшения испарения азота
- Модели для хранения в жидкой и газовой фазе
- Вместимость до 1 377 600 соломин, 100 000 криопробирок или 9 400 пакетов
- Адаптированы для длительного хранения образцов
- Простота использования благодаря газовым пружинам, удерживающим крышку в открытом положении
- Система удаления тумана, образующегося после открытия крышки
- Электронный блок CRYOMEMO в качестве опции на всех моделях
- 6 лет гарантии на вакуумную теплоизоляцию



Стеллажи, канистры и электронный блок CRYOMEMO являются медицинскими изделиями класса I.



Серия RCB - Технические характеристики



ГАЗОВАЯ ФАЗА Образцы хранятся в парах азота без контакта с жидкостью.



жидкая фаза Образцы хранятся погруженными в жидкий азот.

СКОРО В ПРОДАЖЕ

Серия RCB с вращающейся корзиной			RCB 500	RCB 600	RCB 1001	RCB 2000
—Жидкая © Газовая фаза			<u>-</u>	⊕ 	⊕ 	⊕ 🚳
Полезный объем - жидкая фаза	<u>-</u>	Л	513	625	996	1,636
Полезный объем - газовая фаза	<u> </u>	Л	-	125	241	223
Масса пустого		КГ	290	340	500	790
Масса без образцов - жидкая фаза	<u>-</u>	КГ	700	860	1,320	2,150
Масса без образцов - газовая фаза	<u></u>	КГ	-	430	690	970
Максимальная загрузка образцами		КГ	240	260	420	860
Статич. время хранения ⁽¹⁾ - жидкая фаза	<u>-</u>	ДН	100	122	142	155
Статич. время хранения ⁽¹⁾ - газовая фаза	<u></u>	дн	-	24	34	21
Макс. теоретическая скорость испарения ⁽¹⁾		л/д	5.1	5.1	7.0	10.5
Диаметр горловины		ММ	461	461	601	618
Внутренний диаметр		ММ	850	850	1,150	1,354
Высота расположения крышки		ММ	1,260	1,440	1,382	1,615
Потребная высота для извлечения образцов		ММ	2,060	2,300	2,130	2,570
Ширина		ММ	1,100	1,100	1,350	1,524
Глубина		ММ	1,160 (2)	1,160 (2)	1,420 (2)	1,557 ⁽²⁾ 1,723 ⁽³⁾ 2,281 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Статическое время хранения определено в соответствии с методикой, описанной в ISO 21014, и экстраполировано к заданному объему согласно теоретическим моделям Скорость испарения и время хранения приведены для температуры окружающей среды 20°C, атмосферного давления 1013 мбар, неподвижного контейнера и закрытой крышки. Данные значения являются номинальными и могут варьировать в зависимости от использования контейнера и заводских допусков

Примечание: пол помещения должен выдерживать без деформации нагрузку от 1000 до 1600 кг/м² в зависимости от модели контейнера.



⁽²⁾ Без подножки

⁽³⁾ С убранной подножкой (4) С выдвинутой подножкой

Серия RCB - Модели и опции

Выбираем размер контейнера согласно требованиям к вместимости

СКОРО В ПРОДАЖЕ

	Фаза		Размер образца	RCB 500	RCB 600	RCB 1001	RCB 2000
		Стандартные	0.25 мл	492,000	590,400	922,500	1,377,600
		стаканы Ø 65 мм	0.5 мл	219,000	262,800	410,625	613,200
		(в канистрах)	CBS 0.3 - 0.5 мл	135,000	162,000	253,125	378,000
_		Стаканы "Дейзи"	0.25 мл	324,000	388,800	607,500	907,200
Соломины		Ø 65 мм	0.5 мл	144,000	172,800	270,000	403,200
		(в канистрах)	CBS 0,3 - 0.5 мл	100,800	120,960	189,000	282,240
		D 5 040	0.25 мл	149,600	149,600	598,400	703,800
		Визотубы Ø12 мм (в стеллажах)	0.5 мл	54,400	54,400	217,600	275,400
			CBS 0,3 - 0.5 мл	47,600	47,600	190,400	183,600
Криопробирки	<u>~</u> @	Криобоксы 100 пробирок**	2 мл	27,300	29,400	48,000	100,000
криопробирки		Криобоксы 81 пробирка	5 мл	11,340	12,960	22,680	43,740
		25 мл	Thermogenesis	2,720 / -	3,060 / -	5,040 / -	9,400 / -
25 ml			Biosafe	2,176 / -	2,448 / -	4,032 / -	7,520 / -
Пакеты (с кассетами/без			PALL	2,058 / -	2 ,352 / -	4,018 / -	7,182 / -
Kaccet) 50 ml		50 мл	Стандартн. (без кассет)	- / 1,104	- / 1,104	- / 2,208	3,050 / 3,660
3011	<u>~</u> @	OO MIJ I	Baxter	756 / 1,008	756 / 1,008	1,470 / 1,960	2,538 / 3,384
200 / 250 ml		200-250 мл	DF200 / Baxter / Macopharma	384 / 512	384 / 512	744 / 992	1,260 / 1,680
500 ml		500 мл	Baxter / Macopharma	360 / 432	360 / 432	<mark>720</mark> / 864	1,100 / 1,320
			DF700	-/312	-/312	- / 600	- / 1,188
700 ml		700-750 мл	DF700 H / Macopharma	240 / 320	240 / 320	456 / 608	990 / 1,320
		× d	Baxter 750 мл	- / 224	- / 224	- / 480	- / 840

Вместимость контейнеров жидкой и газовой фазы одинакова

Возможные варианты комплектации контейнера

БАЗОВАЯ РАСШИРЕННАЯ ОПТИМАЛЬНАЯ БАЗОВАЯ + эл. блок СРУОМЕМО РАСШИРЕННАЯ Контейнер без электронного блока + автоподдержание уровня + подпружиненная крышка (опция) + все опции + подпружиненная крышка (опция) • индикация уровня Все опции: индикация температуры 1. Система дегазации • опция сервера 2. Подпружиненная крышка • выходы 4-20 мА и RS-485

^{**} также совместимы с криобоксами на 25 и 81 пробирку

Криохранилища **RCB** 500







Выбираем тип контейнера и необходимые опции

	ОПТИМАЛЬНАЯ РАСШИРЕННАЯ			
	БАЗОВАЯ			
	Контейнер без эл. блока с вращ. корзиной + подпружиненная крышка	БАЗОВАЯ + эл. блок СРУОМЕМО + поддержание уровня + подпружиненная крышка	РАСШИРЕННАЯ + система дегазации + подпружиненная крышка	
Жидкая 🝚	RCB500N-L-1 / RCB500N-L-2	RCB500N-L-9 / RCB500N-L-10	RCB500N-L-12	
Газовая 🚳	-/-*	-/-*	-*	

^{*} RCB 500 не предназначен для хранения в газовой фазе

Добавляем систему хранения

визотубах*/стеллажах Комплект из 20 стеллажей Ас	ACC-RACK-39 ACC-RACK-200 ACC-PLASCAN-3
, items and the second	
	ACC-PLASCAN-3
Соломины в Пластиковая канистра 5 уровней (макс. 120 канистр в контейнере) 🗚	
стаканах/канистрах Комплект из 120 канистр и 600 стаканов с лифтерами АС	ACC-PLASCAN-100
	ACC-RACK-6
Криопробирки 2 мл в стеллажах Стеллаж 13 уровней под криобоксы на 25 пробирок (макс. 4 стеллажа)	ACC-RACK-9
	ACC-RACK-168
Криопробирки 5 мл Стеллаж 7 уровней под криобоксы на 81 пробирку (макс. 20 стеллажей) 🛚 🗚	ACC-RACK-29
в стеллажах Комплект из 20 стеллажей АС	ACC-RACK-169
25 мл пакеты PALL Стеллаж 7 уровней (макс. 42 стеллажа в контейнере) ас	ACC-RACK-204
THERMOGENESIS	ACC-RACK-195
Жидкая фаза Ф 25 мл пакеты BIOSAFE Стеллаж 8 уровней (макс. 66 стеллажей в контейнере) AC	ACC-RACK-195
50 мп пакеты Стеллаж 7 уровней (макс. 36 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-37
ВАХТЕЯ (R4R9951) Комплект из 36 стеллажей AC	ACC-RACK-157
	ACC-RACK-38
ВАХТЕЯ (R4R9954)/ GAMBRO (DF200) Комплект из 32 стеллажей ас	ACC-RACK-154
500 мл пакеты Стеллаж 4 уровня (макс. 18 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-34
ВАХТЕR (R4R9955) Комплект из 18 стеллажей AC	ACC-RACK-159
	ACC-RACK-35
ВАХТЕР (R4R9957) Комплект из 14 стеллажей AC	ACC-RACK-160
Вертикальный стеллаж 2 уровня (макс. 26 стеллажей в контейнере) 🛛 🗚 С	ACC-RACK-32
	ACC-RACK-155
GAMBRO (DF700) Горизонтальный стеллаж 4 уровня (макс. 20 стеллажей в контейнере) AC	ACC-RACK-36
Комплект из 20 горизонтальных стеллажей 🔻 🗚	ACC-RACK-178

^{* 85} визотубов на уровне



^{**} RCB 500 вмещает 20 стеллажей под криобоксы на 81 пробирку + 4 стеллажа под криобоксы на 25 пробирок

Криохранилища RCB 600







Выбираем тип контейнера и необходимые опции

•			
			ОПТИМАЛЬНАЯ
	БАЗОВАЯ		
	Контейнер без эл. блока с вращ, корзиной + подпружиненная крышка	БАЗОВАЯ + эл. блок CRYOMEMO + поддержание уровня + подпружиненная крышка	РАСШИРЕННАЯ + система дегазации + подпружиненная крышка
Жидкая 🛶	RCB600N-L-1 / RCB600N-L-2	RCB600N-L-9 / RCB600N-L-10	RCB600N-L-12
Газовая	-/-	RCB600N-G-5 / RCB600N-G-6	RCB600N-G-8

Добавляем систему хранения в жидкой фазе

		Тип хранения	Описание	Артикул
		Соломины в	Стеллаж 4 уровня (макс. 20 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-39
		визотубах*/стеллажах	Комплект из 20 стеллажей	ACC-RACK-200
		Соломины в	Пластиковая канистра 6 уровней (макс. 120 канистр в контейнере)	ACC-PLASCAN-5
		стаканах/канистрах	Комплект из 120 канистр и 720 стаканов с лифтерами	ACC-PLASCAN-101
			Стеллаж 14 уровней под криобоксы на 81/100 пробирок (макс. 20 стелл-й)	ACC-RACK-30
	2111	Криопробирки 2 мл в стеллажах	Стеллаж 14 уровней под криобоксы на 25 пробирок (макс. 4 стеллажа)	ACC-RACK-31
		Ботоллажах	Комплект из 20+4 стеллажей **	ACC-RACK-170
	and the second	Криопробирки 5 мл	Стеллаж 8 уровней под криобоксы на 81 пробирку (макс. 20 стеллажей)	ACC-RACK-3
		в стеллажах	Комплект из 20 стеллажей	ACC-RACK-171
		25 мл пакеты PALL	Стеллаж 9 уровней (макс. 42 стеллажа в контейнере)	ACC-RACK-206
Жидкая	25 ml	25 мл пакеты THERMOGENESIS	Стеллаж 10 уровней (макс. 66 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-193
фаза 🝚		25 мл пакеты BIOSAFE	Стеллаж 10 уровней (макс. 66 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-193
,		50 мл пакеты	Стеллаж 7 уровней (макс. 36 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-37
	50 mil	BAXTER (R4R9951)	Комплект из 36 стеллажей	ACC-RACK-157
	200 / 250 ml	200-250 мл пакеты BAXTER (R4R9954)/ GAMBRO (DF200)	Стеллаж 4 уровня (макс. 32 стеллажа в контейнере)	ACC-RACK-38
			Комплект из 32 стеллажей	ACC-RACK-154
	500 ml	500 мл пакеты	Стеллаж 4 уровня (макс. 18 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-34
	200	BAXTER (R4R9955)	Комплект из 18 стеллажей	ACC-RACK-159
	750 ml	750 мл пакеты	Стеллаж 4 уровня (макс. 14 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-35
	100	BAXTER (R4R9957)	Комплект из 14 стеллажей	ACC-RACK-160
			Вертикальный стеллаж 2 уровня (макс. 26 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-32
	700 ml	700 мл пакеты	Комплект из 26 вертикальных стеллажей	ACC-RACK-155
	700 1111	GAMBRO (DF700)	Горизонтальный стеллаж 4 уровня (макс. 20 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-36
			Комплект из 20 горизонтальных стеллажей	ACC-RACK-178

^{* 85} визотубов на уровне

 $^{^{**}}$ RCB 600 вмещает 20 стеллажей под криобоксы на 81 пробирку + 4 стеллажа под криобоксы на 25 пробирок



Криохранилища **RCB 600**







Добавляем систему хранения в газовой фазе

		Тип хранения	Описание	Артикул
		Соломины в	Стеллаж 4 уровня (макс. 20 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-39
		визотубах*/стеллажах	Комплект из 20 стеллажей	ACC-RACK-200
		Соломины в стаканах/канистрах	Пластиковая канистра 6 уровней (макс. 120 канистр в контейнере)	ACC-PLASCAN-5
			Комплект из 120 канистр и 720 стаканов с лифтерами	ACC-PLASCAN-101
			Стеллаж 14 уровней под криобоксы на 81/100 пробирок (макс. 20 стелл-й)	ACC-RACK-30
	201	Криопробирки 2 мл в стеллажах	Стеллаж 14 уровней под криобоксы на 25 пробирок (макс. 4 стеллажа)	ACC-RACK-31
		В СТЕЛЛАМАХ	Комплект из 20+4 стеллажей **	ACC-RACK-170
		Криопробирки 5 мл	Стеллаж 8 уровней под криобоксы на 81 пробирку (макс. 20 стеллажей)	ACC-RACK-3
	Sim	в стеллажах	Комплект из 20 стеллажей	ACC-RACK-171
		25 мл пакеты PALL	Стеллаж 8 уровней (макс. 42 стеллажа в контейнере)	ACC-RACK-205
Газовая	25 ml	25 мл пакеты THERMOGENESIS	Стеллаж 9 уровней (макс. 66 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-194
фаза 🚳		25 мл пакеты BIOSAFE	Стеллаж 9 уровней (макс. 66 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-194
		50 мл пакеты BAXTER (R4R9951)	Стеллаж 7 уровней (макс. 36 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-37
	50 ml		Комплект из 36 стеллажей	ACC-RACK-157
	201	200-250 мл пакеты BAXTER (R4R9954)/ GAMBRO (DF200)	Стеллаж 4 уровня (макс. 32 стеллажа в контейнере)	ACC-RACK-38
	250 ml		Комплект из 32 стеллажей	ACC-RACK-154
	500 ml	500 мл пакеты	Стеллаж 4 уровня (макс. 18 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-34
	3.	BAXTER (R4R9955)	Комплект из 18 стеллажей	ACC-RACK-159
		750 мл пакеты	Стеллаж 4 уровня (макс. 14 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-35
	750 ml	BAXTER (R4R9957)	Комплект из 14 стеллажей	ACC-RACK-160
			Вертикальный стеллаж 2 уровня (макс. 26 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-32
	700 ml	700 мл пакеты	Комплект из 26 вертикальных стеллажей	ACC-RACK-155
	700	GAMBRO (DF700)	Горизонтальный стеллаж 4 уровня (макс. 20 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-36
			Комплект из 20 горизонтальных стеллажей	ACC-RACK-178

^{* 85} визотубов на уровне



lab@noykem.ru

^{**} RCB 600 вмещает 20 стеллажей под криобоксы на 81 пробирку + 4 стеллажа под криобоксы на 25 пробирок

Криохранилища RCB 1001







Выбираем тип контейнера и необходимые опции

			ОПТИМАЛЬНАЯ
	БАЗОВАЯ		
	Контейнер без эл. блока с вращ. корзиной + подпружиненная крышка	БАЗОВАЯ + эл. блок CRYOMEMO + поддержание уровня + подпружиненная крышка	РАСШИРЕННАЯ + система дегазации + подпружиненная крышка
Жидкая 🝚	RCB1001N-L-1 / RCB1001N-L-2	RCB1001N-L-9 / RCB1001N-L-10	RCB1001N-L-12
Газовая 🚳	-1-	RCB1001N-G-5 / RCB1001N-G-6	RCB1001N-G-8

Добавляем систему хранения в жидкой фазе

		Тип хранения	Описание	Артикул
		Соломины в	Стеллаж 4 уровня (макс. 40 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-39
		визотубах*/стеллажах	Комплект из 40 стеллажей	ACC-RACK-201
		Соломины в	Пластиковая канистра 5 уровней (макс. 225 канистр в контейнере)	ACC-PLASCAN-3
		стаканах/канистрах	Комплект из 225 канистр и 1125 стаканов с лифтерами	ACC-PLASCAN-102
		Криопробирки 2 мл	Стеллаж 12 уровней под криобоксы на 81/100 пробирок (макс. 40 стелл-й)	ACC-RACK-5
	2.11	в стеллажах	Комплект из 40 стеллажей	ACC-RACK-172
		Криопробирки 5 мл	Стеллаж 7 уровней под криобоксы на 81 пробирку (макс. 40 стеллажей)	ACC-RACK-29
	Sin	в стеллажах	Комплект из 40 стеллажей	ACC-RACK-173
		25 мл пакеты PALL	Стеллаж 8 уровней (макс. 82 стеллажа в контейнере)	ACC-RACK-205
Жидкая	25 ml	25 мл пакеты THERMOGENESIS	Стеллаж 9 уровней (макс. 126 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-194
		25 мл пакеты BIOSAFE	Стеллаж 9 уровней (макс. 126 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-194
фаза 🝚	_	50 мл пакеты	Стеллаж 7 уровней (макс. 70 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-37
	50 ml	BAXTER (R4R9951)	Комплект из 70 стеллажей	ACC-RACK-164
		200-250 мл пакеты BAXTER (R4R9954)/ GAMBRO (DF200)	Стеллаж 4 уровня (макс. 62 стеллажа в контейнере)	ACC-RACK-38
	200 ml		Комплект из 62 стеллажей	ACC-RACK-161
	500 ml	500 мл пакеты	Стеллаж 4 уровня (макс. 36 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-34
	900	BAXTER (R4R9955)	Комплект из 36 стеллажей	ACC-RACK-166
	750 ml	750 мл пакеты	Стеллаж 4 уровня (макс. 30 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-35
	100	BAXTER (R4R9957)	Комплект из 30 стеллажей	ACC-RACK-167
			Вертикальный стеллаж 2 уровня (макс. 50 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-32
	700 ml	700 мл пакеты	Комплект из 50 вертикальных стеллажей	ACC-RACK-162
		GAMBRO (DF700)	Горизонтальный стеллаж 4 уровня (макс. 38 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-36
			Комплект из 38 горизонтальных стеллажей	ACC-RACK-179

^{* 85} визотубов на уровне



Криохранилища **RCB 1001**







Добавляем систему хранения в газовой фазе

		Тип хранения	Описание	Артикул
		Соломины в	Стеллаж 4 уровня (макс. 40 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-39
		визотубах*/стеллажах	Комплект из 40 стеллажей	ACC-RACK-201
		Соломины в	Пластиковая канистра 5 уровней (макс. 225 канистр в контейнере)	ACC-PLASCAN-5
		стаканах/канистрах	Комплект из 225 канистр и 1125 стаканов с лифтерами	ACC-PLASCAN-102
		Криопробирки 2 мл	Стеллаж 12 уровней под криобоксы на 81/100 пробирок (макс. 40 стелл-й)	ACC-RACK-5
	211	в стеллажах	Комплект из 40 стеллажей	ACC-RACK-172
		Криопробирки 5 мл	Стеллаж 7 уровней под криобоксы на 81 пробирку (макс. 40 стеллажей)	ACC-RACK-29
	Sign	в стеллажах	Комплект из 40 стеллажей	ACC-RACK-173
		25 мл пакеты PALL	Стеллаж 7 уровней (макс. 82 стеллажа в контейнере)	ACC-RACK-204
Газовая	25 ml	25 мл пакеты THERMOGENESIS	Стеллаж 8 уровней (макс. 126 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-195
		25 мл пакеты BIOSAFE	Стеллаж 8 уровней (макс. 126 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-195
фаза 🚳	50 ml	50 мл пакеты BAXTER (R4R9951)	Стеллаж 7 уровней (макс. 70 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-37
			Комплект из 70 стеллажей	ACC-RACK-164
		200-250 мл пакеты BAXTER (R4R9954)/ GAMBRO (DF200)	Стеллаж 4 уровня (макс. 62 стеллажа в контейнере)	ACC-RACK-38
			Комплект из 62 стеллажей	ACC-RACK-161
		500 мл пакеты	Стеллаж 4 уровня (макс. 36 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-34
	500 ml	BAXTER (R4R9955)	Комплект из 36 стеллажей	ACC-RACK-166
	750 ml	750 мл пакеты	Стеллаж 4 уровня (макс. 30 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-35
		BAXTER (R4R9957)	Комплект из 30 стеллажей	ACC-RACK-167
			Вертикальный стеллаж 2 уровня (макс. 50 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-32
	700 ml	700 мл пакеты	Комплект из 50 вертикальных стеллажей	ACC-RACK-162
		GAMBRO (DF700)	Горизонтальный стеллаж 4 уровня (макс. 38 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-36
			Комплект из 38 горизонтальных стеллажей	ACC-RACK-179

^{* 85} визотубов на уровне



lab@noykem.ru

Серия RCB - Аксессуары







Дополняем комплектацию аксессуарами

		Тип хранения	Описание	Комплект	Артикул
			Стандартный стакан Ø 65 мм	20 шт.	ACC-BOXTUBE-301
			Стакан "Дейзи" Ø 65 мм с крышкой	5 шт.	ACC-BOXTUBE-302
			Стакан Ø 65 мм с отверстиями с крышкой	10 шт.	ACC-BOXTUBE-415
			Лифтер для канистры 5 уровней (RCB 500)	1 шт.	ACC-BOXTUBE-404
		Соломины	Лифтер для канистры 6 уровней (RCB 600/1001)	1 шт.	ACC-BOXTUBE-406
		Соломины	Термоусадочный рукав	250 шт.	ACC-BOXTUBE-414
	•		Полигональные визотубы	100 шт.	ACC-BOXTUBE-1
			Визотубы ∅ 10 мм без крышки	100 шт.	ACC-BOXTUBE-3
			Визотубы Ø 12 мм без крышки	100 шт.	ACC-BOXTUBE-4
			Визотубы Ø 12 мм с крышкой	100 шт.	ACC-BOXTUBE-5
			Криопробирки 1 мл с юбкой, белая крышка	100 шт.	ACC-BOXTUBE-6
			Криопробирки 2 мл, круглое дно, белая крышка	100 шт.	ACC-BOXTUBE-11
			Металл. держатель пробирок (емкость 6 шт.)	10 шт.	ACC-BOXTUBE-411
		14	Стандартный стакан Ø 65 мм	20 шт.	ACC-BOXTUBE-301
	2.ml	Криопробирки	Лифтер для канистры 5 уровней (RCB 500)	1 шт.	ACC-BOXTUBE-404
		1.2-2 мл	Лифтер для канистры 6 уровней (RCB 600/1001)	1 шт.	ACC-BOXTUBE-406
			Криобокс 133 x 133 x 51 мм на 100 пробирок	10 шт.	ACC-BOXTUBE-104
			Криобокс 76 x 76 x 51 мм на 25 пробирок	8 шт.	ACC-BOXTUBE-105
			Криобокс 133 x 133 x 51 мм на 81 пробирку	4 шт.	ACC-BOXTUBE-106
			Криопробирки 5 мл, круглое дно, белая крышка	100 шт.	ACC-BOXTUBE-16
			Металл. держатель пробирок (емкость 3 шт.)	10 шт.	ACC-BOXTUBE-411
Жидкая и	и газовая	Криопробирки 5 мл	Стандартный стакан Ø 65 мм	20 шт.	ACC-BOXTUBE-301
фаза			Лифтер для канистры 5 уровней (RCB 500)	1 шт.	ACC-BOXTUBE-404
<u></u>	<u> </u>		Лифтер для канистры 6 уровней (RCB 600/1001)	1 шт.	ACC-BOXTUBE-406
			Криобокс 133 x 133 x 95 мм на 81 пробирку	4 шт.	ACC-BOXTUBE-107
		Поможи и ОБ эле	Картонная кассета 9 х 76 х 92 мм	700 шт.	ACC-BOXTUBE-254
	25 ml	Пакеты 25 мл	Маркировка стеллажа ESPACE / RCB	о <u>т 1 до 100</u>	ACC-RACK-223
			Картонная кассета 14 x 83 x 166 мм	600 шт,	ACC-BOXTUBE-250
		Пакеты BAXTER	Кассета алюминий/пластик 17 x 92 x 173 мм	1 шт.	ACC-BOXTUBE-203
	50 ml	50 мл	Алюминиевая кассета 17 x 92 x 173 мм	1 шт.	ACC-BOXTUBE-200
			Маркировка стеллажа ESPACE / RCB	от 1 до 100	ACC-RACK-223
			Картонная кассета 14 x 155 x 188 мм	380 шт.	ACC-BOXTUBE-251
	2001,	Пакеты BAXTER/GAMBRO	Кассета алюминий/пластик 17 x 164 x 194 мм	1 шт.	ACC-BOXTUBE-204
	250 ml	200-250 мл	Алюминиевая кассета 17 x 164 x 194 мм	1 шт.	ACC-BOXTUBE-205
			Маркировка стеллажа ESPACE / RCB	от 1 до 100	ACC-RACK-223
			Картонная кассета 12 x 138 x 236 мм	300 шт.	ACC-BOXTUBE-252
		Пакеты BAXTER	Кассета алюминий/пластик 15 x 147 x 244 мм	1 шт.	ACC-BOXTUBE-202
	500 ml	500 мл	Алюминиевая кассета 15 x 147 x 244 мм	1 шт.	ACC-BOXTUBE-201
			Маркировка стеллажа ESPACE / RCB	от 1 до 100	ACC-RACK-223
	750 ml	Пакеты BAXTER	Картонная кассета 15 х 155 х 281 мм	300 шт.	ACC-BOXTUBE-253
	120.	750 мл	Маркировка стеллажа ESPACE / RCB	от 1 до 100	ACC-RACK-223
			Картонная кассета 15 x 155 x 281 мм	300 шт.	ACC-BOXTUBE-253
	_	Пакеты GAMBRO	Кассета алюминий/пластик 17 х 164 х 288 мм	1 шт.	ACC-BOXTUBE-207
	700 ml	700 мл	Алюминиевая кассета 17 x 164 x 288 мм	1 шт.	ACC-BOXTUBE-206
			Маркировка стеллажа ESPACE / RCB	от 1 до 100	ACC-RACK-223



Серии ESPACE и RCB - Аксессуары





Вращающаяся корзина

ESPACE 331: ACC-ESP-2 (опция) ESPACE 661: стандартно RCB 500/600/1001: стандартно



Подпружиненная крышка

RCB 500/600: ACC-RCB-215 RCB 1001: ACC-RCB-214



Разделители объема

RCB 500/600:

ACC-RCB-5 на 2 части: ACC-RCB-6 на 3 части: на 4 части: ACC-RCB-7

RCB 1001:

ACC-RCB-8 на 2 части: на 3 части: ACC-RCB-9 на 4 части: ACC-RCB-10



Подножка

ESPACE 661: ACC-ESP-341 RCB 500/600: ACC-RCB-213 RCB 1001: ACC-RCB-212



Гибкие шланги

Для соединения с источником жидкого азота.

1.1 м: ACC-FL180180NL-11 1.5 м: ACC-FL180180NL-15 2.0 m: ACC-FL180180NL-20 3.0 м: ACC-FL180180NL-30 4.0 м: ACC-FL180180NL-40




Измеритель уровня


Ручная линейка для измерения уровня азота

ACC-BOXTUBE-412



Серии ESPACE и RCB - Системы хранения









11

Серии ESPACE и RCB - Системы хранения

Системы хранения для криопробирок





Криохранилища Кассеты для хранения пакетов

Защита ваших пакетов с биологическими образцами



	Комплект	Пакет (мл)	Производитель пакета	Тип пакета	Размеры кассеты (мм)	Артикул
	700 шт.	25	PALL	PALL25	9 x 76 x 92	ACC-BOXTUBE-254
	600 шт.	50	BAXTER	CRYOCYTE 50	44 00 400	ACC-BOXTUBE-250
	600 Ш1.	50	MACO-PHARMA	GSR1000AU	14 x 83 x 166	AGG-BUXTUBE-230
			BAXTER	CRYOCYTE 250		
	380 шт.	200 / 250	GAMBRO	DF200	14 x 155 x 188	ACC-BOXTUBE-251
			MACO-PHARMA	GSR2000AU		
Картонные кассеты			BAXTER	CRYOCYTE 500		
		500	GAMBRO	DF170	12 x 138 x 236	ACC-BOXTUBE-252
	300 шт.		MACO-PHARMA	GSR5000AU	_	
	300 ш1.		BAXTER	CRYOCYTE 750	15 x 155 x 281	
		700 / 750	GAMBRO	DF700		ACC-BOXTUBE-253
			MACO-PHARMA	GSR7000AU		
	330 шт.	1 000	GAMBRO	DF1000	15 x 155 x 354	ACC-BOXTUBE-255
		50	BAXTER	BAXTER 50	17 x 92 x 173	ACC-BOXTUBE-200
A	1 шт.	200	GAMBRO	DF200	17 x 164 x 194	ACC-BOXTUBE-205
Алюминиевые кассеты	1 Ш1.	500	BAXTER	BAXTER 500	15 x 147 x 244	ACC-BOXTUBE-201
		700	GAMBRO	DF700	17 x 164 x 288	ACC-BOXTUBE-206
		50	BAXTER	BAXTER 50	17 x 92 x 173	ACC-BOXTUBE-203
		200	GAMBRO	DF200	17 x 164 x 194	ACC-BOXTUBE-204
Кассеты алюминий/пластик	1 шт.	500	BAXTER	BAXTER 500	15 x 147 x 244	ACC-BOXTUBE-202
		700	GAMBRO	DF700	17 x 164 x 288	ACC-BOXTUBE-207
		1 000	GAMBRO	DF1000	20 x 164 x 359	ACC-BOXTUBE-208

