



TPP Techno Plastic Products AG
Zollstrasse 7
CH-8219 Trasadingen
Switzerland

home of tissue culture



+7 (499) 346-39-14, +7 (495) 77-46-319
+7 (383) 332-80-42, 332-46-31
info@tpp-rus.ru
www.tpp-rus.ru
www.noykem.ru

Компания TPP Techno Plastic Products AG

(Швейцарский производитель высококачественного культурального лабораторного пластика) и
ООО «Нойкем» (эксклюзивный дистрибьютор компании TPP в России, Казахстане, Беларуси, Армении, Азербайджане и Кыргызстане)

предлагают со склада в России:




Культуральные матрасы,
поверхность роста
от 25 до 300 см²



Культуральные матрасы
с боковым открыванием,
от 25 до 300 см²



Чашки Петри,
поверхность роста от
9,2 до 147,8 см²



Культуральные
планшеты, 6-, 12-, 24-,
48-, 96-луночные



Культуральные пробирки,
поверхность роста
10 и 20 см²



Культуральные
скребки и шпатель



Clirmax -
культивирование
на предметном стекле




Биореакторы
для выращивания
суспензионных культур



Серологические пипетки
1, 2, 5, 10 и 25 мл;
пипетки с резервуаром
25 (+15) и 50 (+20) мл



Пипетор электронный
(крепко держит пипетки
больших объемов)



Платформы для
биореакторов
к шейкер-инкубаторам




Пробирки PCV для
измерения объема
осажденных клеток и
устройство «easy read»



Центрифужные пробирки
и штативы к ним



Фильтрующие системы
и насадки для шприцев



Криопробирки от 1.2 до
4.5 мл, криобоксы, штативы



Биореакторы с септой
для работы с роботами

Со склада в Москве и Новосибирске!

В 1966 году Макс Таннер основал свой семейный бизнес - небольшой магазин **Techno Plastic Products** в маленьком швейцарском городке Трасадинген в 35 км от Цюриха. Компания быстро росла и успешно развивалась во многом благодаря тесному и гибкому взаимодействию с конечными пользователями. В 2001 году основатель компании передал управление предприятием своему сыну Рольфу Таннеру.



На живописных полях Трасадингена стоит «пластиковый» завод **TPP Techno Plastic Products AG**, который производит до 20% оборота мирового рынка **культурального пластика** и продолжает наращивать производственные мощности в основном за счет **высокотехнологичного, полностью автоматизированного оборудования**. В производстве продуктов используется безупречная техника и эффективные процедуры, которые полностью соответствуют требованиям клиентов компании.

Сеть эксклюзивных дистрибьюторов по всему миру представляет продукцию TPP, и потому пластик поставляется во многие ведущие исследовательские центры мира. Кроме того, общелaborаторный и культуральный пластик TPP **применяют в области биотехнологии и фармацевтики, в производственных и диагностических лабораториях, в институтах и университетах.**

Базовым процессом изготовления продуктов TPP является **литьё пластика под высоким давлением**. Для этого гранулы полимера плавят при температуре +250 C° и под давлением заливают в формы, дизайн которых оттачивался в течение многих лет работы компании и совершенствуется по сей день. TPP постоянно осуществляет разработку новых продуктов и совершенствует область роста культур клеток.

Компания TPP заботится об окружающей среде. Используемые для производства продуктов материалы являются чистыми углеводородными соединениями, поэтому они нейтральны в окружающей среде и при контролируемом горении никакие вредные вещества не образуются.

При производстве товаров, в первую очередь, внимание уделяется гигиеническим стандартам. Пластиковая посуда **изготавливается в "чистых комнатах"** (стерильных помещениях). Контроль качества осуществляется на каждом технологически важном этапе. Перед упаковкой товар дополнительно **стерилизуется и проверяется на наличие эндотоксинов, цитотоксинов, РНК/ДНК, РНКаз/ДНКаз.**

Независимые лаборатории регулярно делают проверки чистоты и гигиены. Всё это позволяет достигать стабильно высокого качества для удовлетворения самых взыскательных нужд.

Для представителей компании TPP мнение потребителей играет первостепенную роль. Пользователи пластика ценят его за **постоянство качества, проверенное временем**, за уверенность в своих результатах и потому рекомендуют этот брэнд своим коллегам. Вы можете заказать в TPP изготовление эксклюзивной пластиковой посуды именно под Ваши нужды, если предполагаете регулярные объёмы ее потребления.

В мире огромных международных корпораций TPP остаётся семейной компанией, верной своим традициям в отношениях с клиентами.



www.tpp-rus.ru

