



Инструкция по использованию штативов для пробирок TPP

Инструкция

Штативы предназначены для стабильного удержания пробирок во время работы с ними и их хранения.

Штатив 99013

- Рабочая температура: от +121 до -190°C, автоклавируемый
- Идентификация: буквенно-числовая
- Размер пробирок: подходит для 3-х биореакторов TPP ТьюбСпин® 450 и 600 мл

Штативы для центрифужных пробирок „S“ # 99017, штатив „L“ # 99019

- Рабочая температура: от +121 до -190°C,
- Разборные, автоклавируемые
- Идентификация: буквенно-числовая
- Хранение: может храниться в разобранном виде для экономии места
- Размер пробирок: подходит для стандартных пробирок и биореакторов на 15 мл и 50 мл.

Штатив для культуральных и центрифужных пробирок 99018

- Рабочая температура: от +121 до -190°C,
- Разборный, автоклавируемый
- Идентификация: буквенно-числовая
- Хранение: может храниться в разобранном виде для экономии места
- Прозрачный верхний ярус
- Для горизонтального хранения пробирок 10 см² предусмотрены защитные бортики
- Размер пробирок: штатив подходит для культуральных пробирок 10 см² и 20 см², а также для стандартных пробирок и биореакторов на 15 мл и 50 мл.



Параметры	99013	99017	99018	99019
Длина, мм	366	209	200	209
Ширина, мм	146	98	88	172
Высота, мм	70	62	72	62
Кол-во мест для пробирок 15 мл	-	18	10	30
Кол-во мест для пробирок 50 мл	-	10	4	20
Кол-во мест для пробирок 450/600 мл	3	-	-	-
Кол-во мест для пробирок 10 см ²	-	-	8	-
Кол-во мест для пробирок 20 см ²	-	18	10	30
Материалы	PP	PP	PP	PP
Рабочая температура	для всех штативов от +121 до -190 °C			



Инструкция по использованию криобоксов и криоштативов TPP

Криобокс L, # 99014

Криобокс S, # 99015

Разработаны для хранения криопробирок и других близких по размеру виалов для хранения их при ультранизких температурах.

- Рабочая температура: от +121 до -196°C, автоклавируемые
- Идентификация: буквенно-цифровая шкала, размещенная на основании, а также на внешней стороне коробки. Прозрачная крышка для легкой идентификации пробирок.
- Хранение: подходит для установки в большинство стеллажей из нержавеющей стали.
- Размер пробирок: два вида крышки доступны: типа S – для пробирок на 2.0 мл, типа L - для пробирок на 5.0 мл.

Криоштатив, # 99016

Разработан специально для криопробирок TPP, дает возможность при работе обходиться одной рукой.

- Система фиксации в лунках штатива в сочетании с основанием криопробирок TPP в форме звезды не позволяет пробиркам вращаться в лунке и дает возможность управляться одной рукой.

Параметры	99014	99015	99016
Тип	бокс	бокс	штатив
Количество ячеек	9 x 9	9 x 9	4 x 10
Общее количество мест для пробирок	81	81	40
Длина, мм	133	133	209
Ширина, мм	133	133	109
Высота, включая крышку, мм	95	45	24
Высота крышки, мм	65	26	-
Размер пробирок, мл	до 5 мл	до 2 мл	Все
Материалы	полипропилен (PP)		
Рабочая температура	от +121 до -196°C		