

Системы щадящего взятия крови

S-Monovette®

- одна система – две техники взятия: вакуумная или аспирационная (шприцевая).
 - в зависимости от условий пользователь сам решает, какой из методов лучше применить.
 - игла интегрирована в держатель и всегда готова к работе.
 - минимальный угол между иглой и веной – безопасная пункция при «трудных венах»
 - уменьшение объема забираемой крови благодаря технологическим особенностям
 - взятие крови непосредственно из периферического/центрального катетера в систему с наполнителем
- **Имеют РУ Росздравнадзора РФ**
- **Соответствуют ГОСТ Р 53079.4-2008**
- **Соответствуют ISO 6710**

Оптимально подходит для пожилых людей, для детей, для лиц с ослабленными или чувствительными венами, для пациентов с трудным венозным доступом (онкология, гериатрия, педиатрия, больных в отделениях интенсивной терапии и пр.).

Аспирационная техника

... щадящая техника для повседневной процедуры взятия крови

Аспирационная техника является методом выбора для щадящего взятия крови при любом состоянии вен и идеальна для „хрупких“ вен с риском коллабирования.

Открытая система



Закрывающаяся система



S-Monovette®



Вакуумная техника

... при необходимости в распоряжении всегда имеется „свежий“ вакуум

Особым преимуществом вакуумной техники в системе S-Monovette® является всегда „свежий“ вакуум, который пользователь создаёт непосредственно перед взятием крови. Благодаря этому, как и при использовании аспирационной техники, достигается точный объем заполнения.



Чувствительность современных анализаторов позволяет уменьшить объем крови даже при обширных исследованиях. Для таких случаев Sarstedt предлагает системы **S-Monovette®** с безопасными иглами **Safety-Multifly®** для педиатрии с уменьшенными размерами и сниженным номинальным объемом. Также в ассортименте товаров для педиатрии системы **Microvette®** с цилиндрической или конической формой внутренней пробирки и объемом от 100 до 500 мкл для взятия капиллярной крови и безопасные ланцеты, микропробирки и микроиглы.

Для более подробного знакомства специалисты Sarstedt предлагают провести презентации в вашем учреждении. Для проведения презентации сообщите нам: +7 (383) 363-85-90, lab@noykem.ru